

OFFERTE ORTODONZIA valide sino al 30/11/2021

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA



BRACKETS PRAXIS



MILLED




MIM



MESH BASE



REDI-PAK™



¹ Brackets gemellari metallici prodotti con tecnologia MIM, forma romboidale e linea verticale per facilitare il posizionamento. Gli slot sono fresati con lame diamantate per garantire le esatte tolleranze delle diverse prescrizioni lungo tutta la parete dello slot stesso. Basetta retinata 80 gauge anatomica a 3 punti di contatto. Bordi smussati e spazio sotto le alette per le legature. Bocca da 20 brackets confezionati in comodi Redi-Pak™

Disponibili nelle prescrizioni MBT, SFP, ROTH, RICKETTS, ANDREWS - Slot .022" e .018"

² Archi in nichel-titanio superelastici rotondi e rettangolari.

Misure a scelta.
Conf. da 10 in Patient Pack (imbustati singolarmente)



⁴ Tronchesi per fili, Tronchesi trattenuta filo, Tronchesini per legature, tutti non punte in carburo di tungsteno.

Acciaio di primissima qualità. Snodo a cerniera per ridurre al minimo i movimenti laterali dei becchi sotto stress.

ORT 102
2 CASI PRAXIS¹ + IN OMAGGIO
2 ARCHI ROTONDI E 2 ARCHI
RETTANGOLARI NI-TI²

€ 216,00

invece di € ~~496,00~~

SUPER
SCONTO
57%

ORT 103
3 CASI PRAXIS¹ + IN OMAGGIO
3 TRONCHESI STEALTH⁴

€ 324,00

invece di € ~~720,00~~

SUPER
SCONTO
55%

ORT 104
10 CASI PRAXIS¹ SCONTATI 40%
+ IN OMAGGIO 4 CF TUBI PER SESTI³

€ 648,00

invece di € ~~1.468,00~~

SUPER
SCONTO
56%

ORT 105
20 CASI PRAXIS¹ SCONTATI 30%
+ IN OMAGGIO 16 CF TUBI PER SESTI
E PER SETTIMI³

€ 1.512,00

invece di € ~~3.712,00~~

SUPER
SCONTO
59%



³ Tubi Singoli Diretti Velocity

Tubi singoli diretti di nuova generazione con ingresso ad imbuto per facilitare l'inserimento degli archi, guide sia occlusali che gengivali per un facile posizionamento, tacca distale per legature ausiliarie e basetta retinata (80 gauge) per un'ottima tenuta.

Disponibili con basetta LARGE per i sestini e con basetta SMALL per i settimi, nelle prescrizioni MBT, ROTH ed EDGEWISE - Slot .022" e .018". Conf. da 10.

Tel. 02 4453401
info@kristalsrl.net

www.kristalsrl.net

KRISTAL
IMPLANTOLOGY - ORTHODONTICS

OFFERTE ORTODONZIA valide sino al 30/11/2021

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA

BRACKETS SELF-LIGATING ACTIVE VELOCITY



¹ Brackets in metallo self ligating attivi.

La robusta clip in nichel-titanio garantisce un elevato grado di elasticità che risulta importante per collocare i fili sul fondo dello slot durante la fase attiva. Le basi sono state studiate per garantire elevato comfort al paziente e per un'ottima precisione di posizionamento sul dente. Bocca da 20 brackets confezionati in comodi Redi-Pak™

Disponibili nelle prescrizioni MBT, ROTH – Slot .022" e .018"



³ Tubi Singoli Diretti Velocity

Tubi singoli diretti di nuova generazione con ingresso ad imbuto per facilitare l'inserimento degli archi, guide sia occlusali che gengivali per un facile posizionamento, tacca distale per legature ausiliarie e bassetta retinata (80 gauge) per un'ottima tenuta.

Disponibili con bassetta LARGE per i sestie e con bassetta SMALL per i settimie, nelle prescrizioni MBT, ROTH ed EDGEWISE – Slot .022" e .018". Conf. da 10.



ORT 106
1 CASO SELF-LIGATING ACTIVE VELOCITY¹
+ IN OMAGGIO 2 ARCHI ROTONDI
E 2 ARCHI RETTANGOLARI NI-TI²

€ 300,00

invece di € 580,00

**SUPER
SCONTO
48%**

ORT 107
2 CASI SELF-LIGATING ACTIVE VELOCITY¹
+ IN OMAGGIO 5 PINZE STEALTH⁴

€ 600,00

invece di € 1.260,00

**SUPER
SCONTO
52%**

ORT 108
10 CASI SELF-LIGATING ACTIVE VELOCITY¹
SCONTATI 40% + IN OMAGGIO
8 CF TUBI PER SESTIE PER SETTIMI³

€ 1800,00

invece di € 3.776,00

**SUPER
SCONTO
52%**

² Archi in nichel-titanio superelastici rotondi e rettangolari.

Misure a scelta.
Conf. da 10 in Patient Pack (imbutati singolarmente)



⁴ Tronchesi per fili, Tronchesi trattenuta filo, Tronchesini per legature, tutti non punte in carburo di tungsteno.

Acciaio di primissima qualità. Snodo a cerniera per ridurre al minimo i movimenti laterali dei becchi sotto stress.

Tel. 02 4453401
info@kristalsrl.net

www.kristalsrl.net

KRISTAL
IMPLANTOLOGY - ORTHODONTICS

OFFERTE ORTODONZIA valide sino al 30/11/2021

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA

ORT 109 CRIMPABLE HOOK

Ganci aperti crimpabili
direttamente sull'arco

Conf da 20 pezzi
Codice 014-114

€ 31,15

invece di € 44,50



ORT 111 CLOSED HOOK

Ganci chiusi per archi
fino a .019x.025

Conf da 10 pezzi - Codice 014-102

€ 31,15

invece di € 44,50



ORT 113 DOWN UNDER

Fili in lega di acciaio temprati,
alta modellabilità, elevata durezza
e resilienza. Ideali nelle fasi iniziali
per l'apertura del morso.

Compatibile con l'"AUSTRALIANO"
REGULAR PLUS.

Disponibile in Rocchetto
da 25' (64 cm)

| Diametri | Codice |
|----------|---------|
| .012" | 512-112 |
| .014" | 512-114 |
| .016" | 512-316 |
| .018" | 512-318 |



€ 13,60

invece di € 17,00



ORT 110 PINZA per CRIMPABLE HOOK

Per serrare ganci e stop
preformati su archi.
Pinza Stealth con acciaio
di primissima qualità
Codice 652-017

€ 66,00

invece di € 132,00



ORT 112 MICRO STOPS

Micro-stops chiusi
per archi da .012" a .018",
lunghezza 2mm

Conf da 25 pezzi - Codice 014-104

€ 42,25

invece di € 65,00



ORT 114 BENDALLOY BLUE

Filo in cromo-cobalto

Modellabile allo stato morbido
e trattabile a caldo.

Filo ideale per archi ausiliari
nella metodica di Ricketts.

Disponibile diritto
.016"x.016" (codice 520-161) e
.016"x.022" (codice 520-162)
in confezioni da 10 barrette
della lunghezza di 14" cad.

ORT 115 RELIEF WAX

Cera di protezione.
Conf da 100 scatolette
(codice 860-111)

€ 71,40

invece di € 119,00



€ 44,10

invece di € 63,00